

3.1 年ごとに実施するもの

1) X線装置の評価

a. 装置各部の作動確認

(1) 目的

撮影装置各部の作動，ロックおよび表示が正しく機能していることを確認する。

(2) 必要な器具

取扱説明書。

(3) 作業手順

すべての可動部分の摩耗がなく正常に動作すること，可動範囲内に障害物がないことを確認する。

すべてのロックが正常に機能することを確認する。

カセットがカセットホルダ内に円滑に装填でき，Cアームを回転させても正規の位置から移動することがないことを確認する。

緊急停止スイッチ，および停電時の圧迫解除機能が正常に作動することを確認する。

危険な突起がないことを確認する。

(4) 評価と対策

作動に異常が見られる場合や，危険な箇所を発見した場合は，適切な処置をとる。

b. X線照射野，光照射野，受像器面の整合性

(1) 目的

X線照射野が不必要に広がっていないこと，光照射野とX線照射野にズレがないことを確認する。

(2) 必要な器具

大きさの異なる2種類の硬貨（小さい硬貨2枚，大きい硬貨4枚）。18 × 24 cm カセット。
24 × 30 cm カセット各1枚（もしくは18 × 24 cm カセット3枚）。定規。

(3) 作業手順

カセットホルダにフィルムを入れた18 × 24 cm カセットを装填する。

24 × 30 cm カセットに乳剤面をスクリーンと反対側にしてフィルムを入れる。24 × 30 cm のカセットがない場合には，18 × 24 cm のカセット2枚を用いてもよい（図18）。

24 × 30 cm カセットの裏側をX線管側にして，カセットホルダ上に置き，このカセットがカセットホルダの胸壁端から10 mm はみ出すようにする。

評価する絞りを定位置にセットする。

圧迫板を外す。

光照射野を点灯し，光照射野の四隅に辺縁が接するように，大きい硬貨を置く（図18）。

小さい硬貨をカセットホルダの胸壁端に接するように置く（24 × 30 cm カセットの胸壁側から10 mm）。硬貨がAEC検出器と重ならないようにする。

圧迫板を取り付け，カセットホルダから50 mm 程度離す。

AECを用いてX線を照射し，すべてのフィルムを現像する。

臨床で使用するすべてのコリメータ，圧迫板，カセットホルダで上記のテストを繰り返す。

(4) 評価（図19）

光照射野とX線照射野のズレ

左右および前後のそれぞれのズレの和はSID（焦点 受像器間距離）の2 % 以内。

$$|a_1| + |a_2| \leq \text{SID} \times 0.02, |b_1| + |b_2| \leq \text{SID} \times 0.02$$




図 18 照射野，受像器面の整合性試験の配置




図 19 照射野，受像器面の整合性の評価




図 20 胸壁欠損試験ファントム (KP2N 型)




図 21 胸壁欠損試験ファントムの配置

X 線照射野と受像器面のズレ

- ・ X 線照射野は受像器の胸壁側と左右側の縁までの広がりがあること。
- ・ X 線照射野の広がり、胸壁側以外の 3 辺では SID の 2 % を超えないこと (1 % 以内が望ましい)。胸壁側はカセットホルダの胸壁端から 5 mm 以内であること。

ポイント

- ・ X 線照射野の広がり (胸壁側以外の 3 辺) は、各辺ごとに 2 枚のフィルムに写った硬貨の外縁を一系列に並べ、カセットホルダ内のフィルムに記録されていない X 線照射野 (カセットホルダ上のフィルムの露光域) を測定する。
- ・ 24 × 30 cm の照射野は、24 × 30 cm のカセット 3 枚を用いて、同様の手順で評価する。




図 22 胸壁端付近の画像欠損の評価




図 23 胸壁端付近の画像欠損の評価

c. 胸壁端付近の画像欠損確認

(1) 目的

被写体の胸壁側が最大限に描出されるよう、焦点、圧迫板の胸壁側、受像器の整合性を確認する。

(2) 必要な器具

胸壁欠損試験ファントム (KP2N 型など) (厚さ 45 mm、下面より 2.5 mm と 42.5 mm の高さに直径 2mm の鉄球 5 個ずつを内蔵したもの) (図 20)。

(3) 作業手順

カセットホルダにフィルムを入れたカセットを装填する。

ファントムをカセットホルダ上に胸壁端に合わせて設置する (図 21)。

圧迫板をファントムに接するように下げる。

AEC を用いて撮影する。

すべてのカセットホルダについて、撮影を繰り返す。

フィルムを現像し、各フィルム上に描出された鉄球の個数を記録する。

(4) 評価

- ・カセットホルダ上 42.5 mm および 2.5 mm にある乳房内組織が X 線画像に描出されない部分が 6 mm 以内であること (フィルム上に鉄球が 2 個以上描出されていること) (図 22, 23)。
- ・圧迫板の立ち上がりフィルムに写り込んでいないこと。